

# KENDA ZIRCO1

Nur **1** Schritt zu einem Hochglanz-Finish auf Zirkoniumoxid

neu



- ✓ *Der Erste seiner Art: Endlich kann man aussergewöhnliche Ergebnisse auf Zirkoniumoxid, Lithiumdisilikat und Feldspat-Porzellan in nur einem einzigen Schritt erzielen.*
  - ✓ *Verwenden Sie variablen Anpressdruck, um zerkratzte Oberflächen in glänzende und glatte Kunstwerke zu verwandeln - nach dem gleichen Prinzip wie bei 1-Stufen Komposit Poliersystemen.*
- Erhöhter Druck @ 15'000 U/Min.: Glätten  
Federleichter Druck @ 7'500 U/Min.: Hochglanzpolitur
- ✓ *Erzeugt ästhetisch hohe Glanzwerte sowie eine hervorragende, tiefe Oberflächenrauheit.*
  - ✓ *Vermindert Plaque-Akkumulation, reduziert die Gefahr von Absplitterungen und Brüchen und verhindert eine übermässige Abrasion des Schmelzantagonisten.*
  - ✓ *Erhältlich in den beiden gebräuchlichsten Formen für das Polieren intraoraler Anpassungen von Keramikrestorationen.*



REF 0233



REF 0240



Set REF 0230

## KENDA AG

Dental Manufacturing · Industriezone Neugut  
Kanalstrasse 18 · LI-9490 Vaduz · Fürstentum Liechtenstein

Phone +423 388 23 11 · Fax +423 388 23 19  
info@kenda-dental.com · www.kenda-dental.com

